

消化器科呼吸器科事業

内視鏡ビデオスコープシステム



観察性能、大腸内視鏡検査での操作性、内視鏡検査室の業務効率向上を追求した内視鏡ビデオスコープシステムです。がんなどの微細病変の早期発見に貢献する狭帯域光観察 (NBI) を従来製品から進化させ、対象臓器の奥まで明るく映し出すことで、詳細な観察をサポートします。

超音波観測装置



超音波ビデオスコープ




気管支ビデオスコープ



内視鏡洗浄消毒装置



内視鏡処置具



外科事業

4K内視鏡システム



4K技術を搭載した外科手術用内視鏡システムです。従来のフルハイビジョン映像に比べて、画素数が約4倍になり、高精細な映像での手術が可能となりました。また、豊富な色再現性により、微細組織 (血管、神経、リンパ管など) の容易な識別をサポートします。



3D内視鏡システム



エネルギーデバイス



外科手術の際に、血管の封止や組織の切開・剥離を行う製品です。高周波や超音波などのエネルギーを使用して、組織を高温にすることで、たんぱく質の変性を促し、血管壁どうしをつないで封止・切離を行います。

外科手術用内視鏡システム



内視鏡外科手術用処置具





Science
科学分野

最先端技術を産業に応用、
未来の扉を開くお手伝いをしています。



Imaging
映像分野

デジタル映像、デジタルオーディオの世界に
新たなクオリティーをお届けします。

泌尿器科婦人科事業

軟性尿管鏡



超小型CCDを先端に搭載しながら、極細径を実現した、尿管・腎盂向けの内視鏡です。ビデオスコープならではの高精細な画像で、観察や処置を行います。

軟性子宮鏡



レゼクトスコープ

肥大した前立腺などを削るように切除する製品です。



耳鼻咽喉科事業

デブリッター



慢性的な副鼻腔炎(通称:蓄膿症)などの治療で用いられる機器です。鼻の穴から内視鏡を挿入し、モニター画面を見ながら、デブリッターを使って生体組織の切除・吸引・切削を行います。

軟性内視鏡



硬性鏡



ライフサイエンス分野

システム生物顕微鏡



BX3シリーズ

倒立型リサーチ顕微鏡



IX3シリーズ

共焦点レーザー走査型顕微鏡



FV3000

教育用生物顕微鏡



CX23

培養顕微鏡



CKX53

産業分野


工業用顕微鏡分野

デジタルマイクロスコープ




DSXシリーズ

3D測定レーザー顕微鏡



LEXT OLS4100

測定顕微鏡



STM7

非破壊検査機器分野

工業用ビデオスコープ



IPLEX NX

超音波探傷器



EPOCH 650

蛍光X線分析装置



VANTA

デジタルカメラ分野

デジタル一眼カメラ

マイクロフォーサーズシステム規格の開発により、フィルムカメラ時代の名機「ペン」[OM]シリーズをデジタルカメラとして蘇らせた新世代マイクロ一眼[OLYMPUS PEN][OLYMPUS OM-D]シリーズなど、撮る喜び、写真の楽しさをあらゆる人にお届けしています。また、厳格な品質基準をクリアした交換レンズ[ZUIKO/M.ZUIKO DIGITAL]は、高い描写力を誇ります。



OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II



OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II



OLYMPUS PEN E-PL8

コンパクトデジタルカメラ

最大水深15mでの撮影も可能な防水・防塵モデルの[TG-5]、GPSをはじめ複数のセンサーと超広角レンズを搭載した[TG-Tracker]など、どんなシーンも撮り逃がしません。



TG-5 Tough



TG-Tracker

オーディオ・双眼鏡分野

ICレコーダー/ラジオサーバー/双眼鏡

簡単操作で使いやすいエントリーモデルから、USB端子・高音質マイク・音声ガイドなど用途に応じた高機能タイプ、「原音」にこだわったハイスペックリニアPCMレコーダーまで、さまざまな用途に最適な製品を提供しています。



LS-P2



V-863



VP-15



8x21 RC II WP