

2015 年 5 月 28 日

顕微鏡を用いた実習での使いやすさを追求 教育用生物顕微鏡「CX23」を発売

オリンパス株式会社(社長:笹 宏行)は、科学事業の新製品として、顕微鏡実習をサポートする教育用生物顕微鏡「CX23」を、2015年6月1日に国内で発売します。

当社は、生命科学の最先端研究に使われる上級機「FLUOVIEW(フロービュー)シリーズ」をはじめ、主力モデルの「BX3/IX3 シリーズ」、大学などの顕微鏡実習に使われるエントリー機「CX2 シリーズ」まで、生物顕微鏡の幅広いラインアップをそろえています。さまざまなニーズに合った製品を提供することで、ライフサイエンス分野の発展に貢献してきました。

今回発売する教育用生物顕微鏡「CX23」は、当社生物顕微鏡のエントリー機である「CX22 LED」の後継機で、4 年ぶりのモデルチェンジです。これまでの優れた光学性能や高い堅牢(けんろう)性を継承し、加えて機材の準備から観察、後片付けまで顕微鏡実習の一連の動作を踏まえた使いやすいデザインを追求しました。これにより、大学などの教育現場においてより快適な顕微鏡実習をサポートします。

●発売の概要

商品名	価格(税込み)	発売日
教育用生物顕微鏡「CX23」	126,900 円～	2015 年 6 月 1 日

●主な特長

1. 優れた光学性能と高い堅牢性を実現
2. 使いやすいデザインと、総重量5.9kgのクラス最軽量※1を実現

※1 2015年4月2日現在、当社調べ。



教育用生物顕微鏡「CX23」

(科学事業とは)

主な製品は光学顕微鏡と工業用内視鏡および非破壊検査機器です。科学事業はこれらを通して、医療・生命科学・産業分野における研究開発、生産現場における品質向上、航空機や大型プラントなどの検査による社会インフラの安心・安全確保に貢献しています。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

- 報道関係の方 : オリンパス株式会社 広報・IR 部 山崎
TEL: 03-3340-2174(ダイヤルイン) FAX: 03-6901-9680
- 報道関係以外の方 : お客様相談センター TEL: 0120-58-0414
- ホームページ : <http://www.olympus.co.jp/>

●市場導入の背景

臨床検査技師の専門学校や医学系大学の顕微鏡実習で多く使用される教育用生物顕微鏡は、見えの良さはもちろん、小型軽量かつ丈夫であり、使いやすいことが求められています。

今回発売する教育用生物顕微鏡「CX23」は「CX22 LED」の後継機で、4年ぶりのモデルチェンジです。これまでの優れた光学性能や高い堅牢性を継承し、加えて準備から観察、後片付けまでの顕微鏡実習における一連の動作を踏まえた使いやすいデザインを追求しました。さらに、総質量約 5.9kg というクラス最軽量^{※1}を実現しています。「CX23」の導入により、教育現場においてより快適な顕微鏡実習をサポートします。

●主な特長の詳細

1. 優れた光学性能と高い堅牢性を実現

前機種「CX22 LED」で好評の優れた光学性能を継承し、広い視野により効率的な観察が可能です。また、高い堅牢性の金属フレームも継承しています。

2. 使いやすいデザインと、総質量約5.9kgのクラス最軽量[※]を実現

顕微鏡実習現場におけるすべてのシーンで一連の動作(①棚から出す②持ち運ぶ③準備する④標本をセットする⑤観察する⑥収納する)を快適にできるよう、使いやすさを追求した本体デザインを採用しました。特に、クラス最軽量^{※1}の総質量約5.9kgという持ち運びやすさを実現したことに加え、新設計のフレームやグリップにより、高い場所からの取り出し時も安全に顕微鏡を持つことが可能です。また背面のケーブル収納ポケットにより、実習後の収納時は電源ケーブルをすばやく片付けることができます。

●CX23 の主な仕様

本体	アルミダイキャスト金属フレーム、保護カバー
光源	内蔵 0.5WLED
レボルバ	4ヶ穴レボルバ、アーム固定
対物レンズ	プラン対物レンズ(防カビ処理) 4X, 10X, 40X
接眼レンズ	10X(視野数 : 20、防カビ処理)
コンデンサー	アッペコンデンサー 開口数(NA): 1.25
質量	約 5.9kg
消費電力	2W 以下

本リリースに掲載されている社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。